

Определение глинистой составляющей

Аппарат для определения глинистой составляющей модель 01315М предназначен для определения глинистой составляющей и для приготовления суспензий и растворов .

Принцип действия установки:

Стакан с испытуемой жидкостью устанавливают сверху стойки в специальное гнездо. При этом нажимается тумблер и включается микропереключатель, который не допускает включение аппарата в работу без установленного стакана. Максимальное время перемешивания 10 минут, задается с помощью реле времени.

После снятия стакана и смыва частиц песка с миксера водой, аппарат готов для следующего испытания.



Модель	Номинальная ёмкость, см ³	Режим работы	Мощность привода, кВт	Частота вращения, об/мин	Габариты, мм	Масса, кг
01315М	1000	полуавтомат	0,12	1	195x150x530	3,0

